

OPALOS SINTÉTICOS RUSOS



PESAR CON QUILATERO METTLER TOLEDO CON PRECISIÓN 0,001 CT.

CALCULO DE PESO ESPECÍFICO CON BALANZA HIDROSTÁTICA UTILIZANDO QUILATERO METTLER TOLEDO CON PRECISIÓN 0,001 CT.

INDICE DE REFRACCIÓN CON REFRACTÓMETRO KRUSS, TIENEN LA BASE DEL CABUJÓN PERFECTAMENTE PULIDA Y PLANA.

ESPECTRO CON ESPECTROSCOPIO KRUSS CON ESCALA.

FLUORESCENCIA CON LAMPARA UV OL 366 NM

MICROGRAFÍAS REALIZADAS CON MICROSCOPIO EICKHORST Y CÁMARA REFLEX DIGITAL OLYMPUS APCOPLADA

LÁMPARA DE FIBRA ÓPTICA KRUSS

MUESTRA

ESPECTRO COMPLETAMENTE DIFERENTE DE LOS NATURALES

JUEGO DE COLORES MUY EXAGERADO

COLOR LOCALIZADO OBSERVÁNDOLO CON MICROSCOPIO A 40X EN PEQUEÑAS PLACAS O ESCAMAS A VECES CON FORMA DE "PANAL" O DE "PIEL DE LAGARTO"